

# »Migo 2G«



## Die Vorteile auf einen Blick

### Der Klassiker – jetzt noch flexibler:

- ★ Rund 25 % leichter als vergleichbare Standard-Rollatoren
- ★ Kleineres Faltmaß, leichter zu verstauen
- ★ Verlängerte Schiebegriffe, jetzt bis 100 cm Höhe
- ★ Werkzeuglose Montage des Stockhalters
- ★ 50 mm breite Räder mit geschlossener Felge für leichte Reinigung
- ★ Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- ★ Mehrfach angebrachte Reflektoren sorgen für Sicherheit
- ★ Faltsicherung erfolgt über eingerasteten Sitz
- ★ Ergonomische Bremse leicht einstell- und nachjustierbar
- ★ Handgriffe in der Höhe stufenlos verstellbar
- ★ Pannensichere Bereifung
- ★ Max. Zuladung Korb und Tablett je 5 kg
- ★ Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett und Stockhalter



## Kontakt

### Zentrale

#### Naumburg:

Am Hohen Stein 35 · 06618 Naumburg  
 Tel.: 0700 - 022 022 022  
 eMail: office@rmcstolze.de

#### Aschersleben:

E-Center Am Seegraben  
 Tel.: 034 73/22 65 - 11

#### Borna:

Wilhelm-Külz-Str. 6 – 8  
 Tel.: 034 33/27 60 - 70

#### Halle:

Igepa-Ring 2 (Landsberg / OT Queis)  
 Tel.: 034 602/95 812 - 0

#### Naumburg:

Weimarer Str. 47/49  
 Tel.: 034 45/23 45 - 40

#### Weißenfels:

Beuditzpassage 7  
 Tel.: 034 43/23 76 14

#### Zeitz:

Domherrenstr. 5 – 6  
 Tel.: 034 41/71 88 88

LEP-PLTRMIGO\_29.04.15 pluszwei.de



## Standardrollator





## Technische Details



Breite Räder mit geschlossener Felge



Verlängerte Schiebegriffe bis 100 cm



Sitzfläche mit integriertem Griff

### Technische Daten – Standardrollator Migo

Breite	58 cm
Länge	61 cm
Höhe	100 cm
Sitzbreite	36 cm
Sitztiefe	23,5 cm
Sitzhöhe	60 cm
Griffhöhe	80 – 100 cm
Raddurchmesser /-breite	190 / 50 mm
Faltmaß	23 x 58 x 74 cm
Gewicht (ohne Korb, Tablett)	8,3 kg
Gesamtgewicht	9,1 kg
Max. Belastung	130 kg
Max. Zuladung (Korb und Tablett)	5 kg





## Zubehör



## Zubehör

### Zubehör – Standardrollator Migo



#### Handmuff Polaris

Perfekt für die kalten Jahreszeiten wärmt und schützt der Handmuff Polaris Ihre Hände vor Kälte. Er lässt sich einfach an jedem Rollator anbringen.



#### Rollator-Tasche

Der ideale Begleiter für Rollatoren und Rollstühle ist einfach zu befestigen und bietet ausreichend Stauraum.


Farbvarianten: schwarz, rot, blau ●●●



#### Rollator-Garage

Sehr einfach zu handhaben ist diese Abdeckung für alle gängigen Rollatoren. Durch die Nähte und das extrem reißfeste Material ist eine sehr gute Haltbarkeit gewährleistet, die wasserabweisende Außenbeschichtung schützt Ihren Rollator vor Umwelteinflüssen.

Farbvarianten: grau, blau ●●



#### Ankipphilfe

Die Ankipphilfe als Nachrüstset hat eine Gewindelänge von 9 cm.



#### Korb

Ein Korb ist nützlich für die Aufbewahrung kleiner Utensilien. Er ist ausgestattet mit praktischem Tragegriff und Haken für leichtes Einhängen in Ihren Rollator.



#### Einhandbremse

Das Einhandbremssystem ist für die aktive Körperseite besonders leicht zu bedienen. Die Handgriffe sind anatomisch geformt. Die Einhandbremse ermöglicht gleichzeitiges Bremsen bzw. Feststellen mit minimalem Kraftaufwand.