

»TRACK«



Die Vorteile auf einen Blick

Stolz präsentieren wir Ihnen unseren neuen Rollator: den TRACK, eine starke Alternative. Kompakt, vollständig und elegant:

★ **Vollständig:**

Der TRACK Rollator wird standardmäßig mit allem Zubehör geliefert. So werden Sie nie mit unerwarteten Kosten nach dem Ankauf konfrontiert, denn das Basis-Zubehör sowie zusätzliche Extras sind inklusive.

★ **Elegant und ultraleicht:**

Ein Rollator ist zuhause oder unterwegs ein Teil der Einrichtung. Darum haben wir uns für ein modernes, schönes Design entschieden, das langlebige und attraktive sowie ultraleichte Materialien in sich vereinigt.

★ **Doppelt faltbar:** →

Der TRACK Rollator hat ein doppeltes Faltsystem. Er kann in zwei einfachen Schritten unglaublich klein zusammengeklappt werden!

★ **Keine Reparaturen:**

Natürlich nutzen Sie auch bei diesem Rollator unseren 4-Jahre-Vollservice.



LEP-PLIIRTRACK 290 06.15 pluszwei.de



Kontakt

Zentrale

Naumburg:

Am Hohen Stein 35 · 06618 Naumburg
Tel.: 0700 - 022 022 022
eMail: office@rmcstolze.de

Aschersleben:

E-Center Am Seegraben
Tel.: 034 73/22 65 - 11

Borna:

Wilhelm-Külz-Str. 6 - 8
Tel.: 034 33/27 60 - 70

Halle:

Igepa-Ring 2 (Landsberg / OT Queis)
Tel.: 034 602/95 812 - 0

Naumburg:

Weimarer Str. 47/49
Tel.: 034 45/23 45 - 40

Weißenfels:

Beuditzpassage 7
Tel.: 034 43/23 76 14

Zeitz:

Domherrenstr. 5 - 6
Tel.: 034 41/71 88 88



All-Inclusive-Rollator



Mit diesem Rollator sind Sie immer drei Schritte voraus:

Ultra Leichtgewicht, doppelt faltbar und inklusive komplettem Zubehör.



wheelz ahead TRACK
LET'S GET MOVING



Technische Details

Kinderleicht zusammengefaltet.

Der Rollator TRACK hat ein doppeltes Faltsystem. Mit wenigen Handgriffen ist der Rollator auf ein sehr kompaktes Maß zusammengefaltet – wie bei einem Buggy – und kann anschließend in der praktischen Transporttasche verstaut werden.



1



2



3

Technische Daten – Rollator TRACK

Breite	63,5 cm
Länge	70 cm
Höhe	80,5 – 93,5 cm
Maße gefaltet	39 / 25 / 89 cm
Sitzhöhe	56 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe	22,5 cm
Gesamtgewicht (mit / ohne Zubehör)	8,5 / 7,4 kg
Max. Belastung	135 kg



Details und Zubehör



Zubehör

Zubehör – alles inklusive.

Der Rollator TRACK wird standardmäßig mit folgendem Zubehör geliefert:

- ★ Gehstockhalter
- ★ schöne (Schulter-)Tasche
- ★ Netztasche
- ★ Beleuchtung
- ★ 8 Reflektoren
- ★ Feststellbremse
- ★ ergonomische Handgriffe
- ★ stabiles, abnehmbares Rückenband mit Namensetikett und kleiner Tasche
- ★ Tablett
- ★ praktisches Hebepedal
- ★ Transporttasche

