

## »Gigo«



### Die Vorteile auf einen Blick

- ★ **Bordsteinkanten leichter überwinden:**  
→ durch geringeres Gewicht
- ★ **sicheres und bequemes Sitzen:**  
→ durch tiefe Sitzfläche und zusätzlichen gepolsterten Rückenbügel
- ★ **sehr standsicher:**  
→ bleibt durch einen breiteren Rahmen auch im gefalteten Zustand stehen
- ★ **keine Reparaturen:**  
→ durch 4-Jahre-Vollservice

.....

### Weitere Vorteile dieses besonders leichten und formschönen Rollators aus Aluminium sind:

- ★ Faltsicherung erfolgt über den eingerasteten Sitz
- ★ Einhand-Faltmechanismus für sicheres und komfortables Falten sowie platzsparende Aufbewahrung
- ★ Ergonomische Bremse lässt sich einfach feststellen und kann leicht nachjustiert werden
- ★ Anatomisch geformte Handgriffe in Höhe und Winkel stufenlos einstellbar
- ★ Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett, Rückenstütze und Stockhalter



### Kontakt

#### Zentrale

#### Naumburg:

Am Hohen Stein 35 · 06618 Naumburg  
Tel.: 0700 - 022 022 022  
eMail: office@rmcstolze.de

.....

#### Aschersleben:

E-Center · Am Seegraben  
Tel.: 034 73/22 65 - 11

#### Borna:

Wilhelm-Külz-Straße 6 – 8  
Tel.: 034 33/27 60 - 70

#### Halle-Center · Peißen:

Saarbrücker Straße 1  
Tel.: 03 45/57 54 07 - 20

#### Naumburg:

Weimarer Straße 47/49  
Tel.: 034 45/23 45 - 40

#### Weißenfels:

Beuditzpassage 7  
Tel.: 034 43/23 76 14

#### Zeitz:

Domherrenstraße 5 – 6  
Tel.: 034 41/71 88 88

www.pluswei.de  
LEP\_RLTRGIGGO\_13.10.17



### Leichtgewichtrollator





## Technische Details



Handgriff



Rückenlehne



faltbar

### Technische Daten – Leichtgewichtrollator Gigo

Breite	63 cm
Länge	61 cm
Handgriffe	83 – 93,5 cm
Sitzbreite	34 cm
Sitztiefe	33,5 cm
Sitzhöhe	54 cm
Breite zwischen Hinterrädern	45 cm
Breite zwischen Handgriffen	41 cm
Faltmaß (L / B / H)	100 / 63 / 28 cm
Gewicht (ohne / mit Korb, Tablett und Rückenstütze)	6,8 / 8 kg
Max. Belastung	120 kg
Raddurchmesser	190 mm
Radbreite	35 mm
Max. Zuladung (Korb und Tablett)	5 kg




## Zubehör



## Zubehör

### Zubehör – Leichtgewichtrollator Gigo



#### Handmuff Polaris

Perfekt für die kalten Jahreszeiten wärmt und schützt der Handmuff Polaris Ihre Hände vor Kälte. Er lässt sich einfach an jedem Rollator anbringen.



#### Rollator-Tasche

Der ideale Begleiter für Rollatoren und Rollstühle ist einfach zu befestigen und bietet ausreichend Stauraum.


Farbvarianten: schwarz, rot, blau ● ● ●



#### Rollator-Garage

Sehr einfach zu handhaben ist diese Abdeckung für alle gängigen Rollatoren. Durch die Nähte und das extrem reißfeste Material ist eine sehr gute Haltbarkeit gewährleistet, die wasserabweisende Außenbeschichtung schützt Ihren Rollator vor Umwelteinflüssen.

Farbvarianten: grau, blau ● ●




#### Stockhalter

Eine praktische Halterung für eventuell benötigte Gehhilfen. So sind diese immer parat.



#### Korb

Korb für die Aufbewahrung kleiner Utensilien mit praktischem Tragegriff und Haken für leichtes Einhängen in Ihren Rollator.



#### Einhandbremse

Das Einhandbremssystem ist für die aktive Körperseite besonders leicht zu bedienen. Die Handgriffe sind anatomisch geformt. Die Einhandbremse ermöglicht gleichzeitiges Bremsen bzw. Feststellen mit minimalem Kraftaufwand.